



Erstellen Sie Ihren Lieferschein ganz einfach und schnell in trendic® hub:

- Direkte Übernahme des Messmittels aus bestehender Datenbank – keine manuelle Eingabe notwendig.
- oder Messmittel mit Handscanner schnell und fehlerfrei auf den Lieferschein laden.
- Automatisches Ausbuchen des Messmittels in der Datenbank möglich (bei Nutzung von trendic® hub).
- Eindeutige Schreibweise der Messmittelbezeichnung und Größe, da Daten aus Labordatenbank übernommen werden können.
- Weniger Fehler bei der Identnummern auf dem Lieferschein, weniger Ablesefehler (Voraussetzung ist die richtige Schreibweise der Identnummer auf dem Messmittel).
- Schnellere Abwicklung im Labor, da die Lieferscheine online im Labor abgerufen werden können

trendic® hub

Nutzen Sie die kostenfreie Messmittelverwaltung trendic® hub. Registrieren Sie sich ganz einfach mit Ihrer Kundennummer unter www.trendic-hub.de.

schnell – einfach – auditsicher **Perschmann Calibration**